



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,DQ9](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,DQ9)

## Puntali BT 300 µl - 1000 pezzi

PT-111-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

I puntali per pipette OMNITIP™ BT da 300 µl sono accessori di laboratorio di alta qualità progettati per il pipettaggio di precisione. Progettati all'insegna dell'efficienza e della praticità, sono uno strumento indispensabile per il lavoro quotidiano in laboratorio.

Capacità: 300 µl Colore: incolore Il set include 1000 punte in un sacchetto di plastica con chiusura a cerniera

Applicazioni: - Dosaggio preciso di campioni biologici, - pipettaggio accurato di farmaci e soluzioni mediche, - preparazione e trasferimento di soluzioni chimiche, - uno strumento indispensabile negli esperimenti che richiedono un dosaggio preciso.

## Compatibile con (Additional Fee)

Pipette automatiche a volume variabile

Stazione di lavoro per calibrazione pipette