



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,DQ9](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,DQ9)

## BT 300 µl チップ - 1000個パック

PT-111-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

OMNITIP™ BT 300 µl チップは、精密なピペッティングのために設計された 高品質な実験用アクセサリーです。

効率性と利便性を追求し、日常のラボ作業に欠かせないツール となっています。

容量: 300 µl カラー: 透明 セット内容は、チップ 1000本 (ジッパー付きプラスチック袋入り)

用途: - 生体試料の精密な分注, - 医薬品および医療用溶液の正確なピペッティング, - 化学溶液の調製および移送, - 精密な投与が求められる実験に不可欠なツール

## 互換性あり (Additional Fee)

自動可変容量ピペット

ピペット校正用ワークステーション