



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,DQ9

Uçları BT 300 µl - 1000 adet



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

OMNITIP™ BT 300 µl pipet uçları, hassas pipetleme için tasarlanmış yüksek kaliteli laboratuvar aksesuarlarıdır. Verimlilik ve kolaylık göz önünde bulundurularak tasarlanan bu uçlar, günlük laboratuvar çalışmaları için vazgeçilmez bir araçtır.

Kapasite: 300 µl Renk: şeffaf Set içeriği:plastik bir torba içinde 1000 uç içerir

Uygulama - biyolojik numunelerin hassas dağıtımı, - ilaçların ve tıbbi çözeltilerin doğru pipetlenmesi, - kimyasal çözeltilerin hazırlanması ve aktarılması, - Hassas dozajlama gerektiren deneylerde vazgeçilmez bir araçtır.

İle uyumlu

