



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,DQN](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,DQN)

# Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-102-0053



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	11 110 g
Wartość nominalna	1 g – 5 kg
Ilość	16 szt