



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,DQN](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,DQN)

# Silindirik ağırlık seti (1 g - 5 kg), plastik kutu

OK-102-0053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 11 110 g

Nominal değer 1 g – 5 kg

Quantity 16 adet