



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,DQP

Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 50 g), Kunststoff-Etui

OK-302-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse | F2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 111,11 g |
| Nominalwert | 1 mg – 50 g |
| Anzahl | 20 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel