



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,DQP

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 50 g), caja de plástico

OK-302-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F2

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 111,11 g

Valor nominal 1 mg – 50 g

Número 20 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos