



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,DQP

Cylindrique, ensembles (1 mg - 50 g), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F2 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 111,11 g |
| Valeur nominale | 1 mg – 50 g |
| Nombre | 20 pièces |

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux