



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,DRC](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,DRC)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z oczkiem 2000 kg - opakowanie drewniane

OP-301-0037



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2000 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle