



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,DRE

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z uchwytem 50 kg

OP-203-0129



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F1
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	50 kg
-------------------	-------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle