



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,DRE](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,DRE)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z uchwytem 50 kg

OP-203-0129



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	50 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle