



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,DUJ

Prüfgewichte der E2 Klasse - Plättchenform, Satz (1 mg - 500 mg), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|---------------|
| OIML-Klasse | E2 |
| Konstruktion | |
| Material | Neusilber |
| Gewicht | 11,1 g |
| Nominalwert | 1 mg - 500 mg |
| Anzahl der Stücke | 12 |

Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself