



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,DVQ](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,DVQ)

# Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 mg - 10 kg), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	21 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 10 kg
Anzahl	29 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel