



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,DVQ

Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 mg - 10 kg), caja de plástico

OK-202-0088



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	21 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 10 kg
Número	29 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos