



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,DVQ

F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 10 kg), plastik kutulu

OK-202-0088



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 21 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 10 kg

Quantity 29 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar