



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,DW8](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,DW8)

# Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 mg - 500 g), caja de plástico

OK-202-0085



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML F1

### Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 1 111,11 g

Valor nominal 1 mg - 500 g

Número 24 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos