

Maleta de transporte para analisador de umidade MA X2, MAR

WX-003-0023





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros físicos	
Dimensões da embalagem L x P x A	545×330×340 mm

Compativel com (Additional Fee)

Analisador de umidade MA X7.IC.A Analisador de umidade MA 5Y Analisador de umidade MA X7.A Analisador de umidade MA 5Y.IC Analisador de umidade MA R

Dimensões do dispositivo L x P x A





