



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,E1N

Cylindrique, ensembles (1 g - 5 kg), boîte en bois

OK-201-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 11 110 g |
| Valeur nominale | 1 g – 5 kg |
| Nombre | 16 pièces |

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux