



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,E1N](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,E1N)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie drewniane

OK-201-0067



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	11 110 g
Wartość nominalna	1 g – 5 kg
Ilość	16 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle