



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,E1N

F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 g - 5 kg), tahta kutulu

OK-201-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 11 110 g

Nominal değer 1 g – 5 kg

Quantity 16 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar