



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,E40](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,E40)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 5 kg), Kunststoff-Etui

OK-302-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |             |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse              | F2          |
| Konstruktion             |             |
| Material                 | Edelstahl   |
| Gewicht                  | 11 111,11 g |
| Nominalwert              | 1 mg – 5 kg |
| Anzahl                   | 28 St.      |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel