



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,E40](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,E40)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 5 kg), Kunststoff-Etiu

OK-302-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	11 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 5 kg
Anzahl	28 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel