



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,E4G](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,E4G)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 100 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 g

## Pasuje do

Pincety

Pędzle