



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,E4J

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 5 g), caja de plástico

OK-302-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F2
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	6,11 g
------	--------

Valor nominal	1 mg – 5 g
---------------	------------

Número	16 pieza
--------	----------

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos