



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,E4J](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,E4J)

## Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 5 g), opakowanie plastikowe

OK-302-0033



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 5 g
Ilość	16 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle