



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,E4R

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 kg - 5 kg), Holz-Etui

OK-201-0051



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	10 000 g
Nominalwert	1 – 5 kg
Anzahl	4 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel