



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,E7U](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,E7U)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 10 kg), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	21 110 g
Wartość nominalna	1 g – 10 kg
Ilość	17 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle