



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,E8G](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,E8G)

## Pennello D10 x L100 mm

OA-505-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri fisici	
Diameter	10 mm
Lunghezza	100 mm

## Compatibile con (Additional Fee)

Pesi standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)  
 Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesi standard F2 - rettangolare con impugnatura  
 Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set  
 Pesi standard F1 - cilindrici  
 Pesi standard F2 - cilindrici con occhiello  
 Pesi standard F2 - cilindrici con 4 maniglie  
 Pesi standard F2 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesi standard F2 - trave  
 Pesi standard F1 - cilindrici con 4 maniglie  
 Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)  
 Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set  
 Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)  
 Pesi standard F2 - asolata  
 Pesi standard M1 - lamina

Pesi standard F1 - lamina  
 Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)  
 Pesi standard M1 - cilindrici  
 Pesi standard M1 - rettangolare con impugnatura  
 Pesi standard F1 - cilindrici con occhiello  
 Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)  
 Pesi standard E2 - lamina  
 Pesi standard F1 - lamina, set  
 Pesi standard M1 - rettangolare con cavità di adiacenza  
 Pesi standard M1 - cilindrici con occhiello  
 Pesi standard F1 - rettangolare con impugnatura  
 Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesi standard F2 - cilindrico con impugnatura  
 Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza  
 Pesi standard F2 - lamina, set  
 Pesi standard E1 - lamina

Pesi standard E1 - cilindrici  
Pesi standard F2 - lamina  
Pesi standard M1 - cilindrici, set  
Pesi standard F1 - cilindrici, set  
Pesi standard F1 - cilindrico con impugnatura  
Pesi standard E2 - cilindrici  
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza

Pesi standard M1 - con cavità di adiacenza  
Pesi standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg)  
Pesi standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)  
Pesi standard F2 -  
Filo di acciaio inossidabile, set  
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set  
Pesi standard M1 - lamina, set