



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,E8G

Pennello D10 x L100 mm



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri fisici

Diameter	10 mm
Lunghezza	100 mm

Compatibile con

Pesì standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
 Pesì standard F1 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F2 - rettangolare con impugnatura
 Pesì standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
 Pesì standard F1 - cilindrici
 Pesì standard F2 - cilindrici con occhio
 Pesì standard F2 - cilindrici con 4 maniglie
 Pesì standard F2 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F2 - trave
 Pesì standard F1 - cilindrici con 4 maniglie
 Pesì standard E2 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
 Pesì standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
 Pesì standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)
 Pesì standard F2 - asolata
 Pesì standard M1 - lamina

Pesì standard F1 - lamina
 Pesì standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
 Pesì standard F1 - cilindrici
 Pesì standard M1 - cilindrici
 Pesì standard M1 - rettangolare con impugnatura
 Pesì standard F1 - cilindrici con occhio
 Pesì standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
 Pesì standard E2 - lamina
 Pesì standard F1 - lamina, set
 Pesì standard M1 - rettangolare con cavità di adiacenza
 Pesì standard M1 - cilindrici con occhio
 Pesì standard F1 - rettangolare con impugnatura
 Pesì standard E1 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F2 - cilindrico con impugnatura
 Pesì standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza
 Pesì standard F2 - lamina, set

Pesi standard E1 - cilindrici
Pesi standard F2 - lamina
Pesi standard M1 - cilindrici, set
Pesi standard F1 - cilindrici, set
Pesi standard F1 - cilindrico con impugnatura
Pesi standard E2 - cilindrici
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza

Pesi standard E1 - lamina
Pesi standard M1 - con cavità di adiacenza
Pesi standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard F2 - Filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard M1 - lamina, set