



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,E8Q

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 100 g), Kunststoff-Etui

OK-202-0055



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	210 g
Nominalwert	1 – 100 g
Anzahl	9 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel