



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,E8Q

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 100 g), caja de plástico

OK-202-0055



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	210 g
Valor nominal	1 – 100 g
Número	9 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos