



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,E8Q](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,E8Q)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 100 g), caja de plástico

OK-202-0055



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

### Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	210 g
------	-------

Valor nominal	1 – 100 g
---------------	-----------

Número	9 pieza
--------	---------

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos