



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,E8Z](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,E8Z)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 g - 500 g), Holz-Etiu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1 110 g
Nominalwert	1 – 500 g
Anzahl	12 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel