



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,E8Z](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,E8Z)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 500 g), caja de madera

OK-301-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML F2

### Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 1 110 g

Valor nominal 1 – 500 g

Número 12 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos