



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,E8Z](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,E8Z)

# Cylindrique, ensembles (1 g - 500 g), boîte en bois

OK-301-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1 110 g
Valeur nominale	1 – 500 g
Nombre	12 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux