



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,E8Z](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,E8Z)

## Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 500 g), opakowanie drewniane

OK-301-0030



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	1 110 g
Wartość nominalna	1 – 500 g
Ilość	12 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle