



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,E8Z

F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 500 g), tahta kutulu

OK-301-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 1 110 g

Nominal değer 1 – 500 g

Quantity 12 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar