



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,EIB](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,EIB)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-202-0087



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 11 111,11 g     |
| Wartość nominalna       | 1 mg – 5 kg     |
| Ilość                   | 28 szt          |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle