



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,EPZ

Bilancia pesa neonati C315.10/20.D-1

WM-001-1011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	10 / 20 kg
Divisione [d]	5 / 10 g
Campo di tara	-20 kg
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	4,3" LCD (backlit)
Dimensioni del pacco L x P x A	600×520×180 mm
Peso net	4,3 kg
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232

Parametri elettrici

Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	up to 8 h

Environmental conditions

Ambiente di lavoro	0 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

Secondo le normative MDR, questa bilancia non è un dispositivo medico.



Additional fee for verification

Accessori (Additional Fee)

Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilancia - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Display
Cavo seriale RS 232, RS 485

Convertitore RS 232 – Ethernet
Convertitore RS 232 – USB
Convertitore RS 232 – RS 485
Stampanti di ricevuata

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Device dimensions L x P x A

