



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,EVV](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,EVV)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 1 kg), Holz- Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	2 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 1 kg
Anzahl	25 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel