



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,EZU

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 610 g |
| Wartość nominalna | 1 – 200 g |
| Ilość | 11 szt |

Pasuje do

Pincety

Pędzle