



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,EZU](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,EZU)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie drewniane

OK-201-0063



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

<b>Parametry metrologiczne</b>	
Klasa dokładności OIML	F1
<b>Konstrukcja</b>	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	610 g
Wartość nominalna	1 – 200 g
Ilość	11 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle