



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,F1V

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie drewniane

OK-101-0047



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 110 g

Wartość nominalna 1 – 50 g

Ilość 8 szt