



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,F3B

Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 10 kg), imballaggi in plastica

OK-202-0071



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	21 111,11 g
Valore nominale	1 mg – 10 kg
Numero	29 pcs

Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli