



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,F3B](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,F3B)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 10 kg), opakowanie plastikowe

OK-202-0071



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 21 111,11 g     |
| Wartość nominalna       | 1 mg – 10 kg    |
| Ilość                   | 29 szt          |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle