



Kabel für Powerbank ZR-03/1 und ZR-04/1

WX-013-0244

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,F64



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Länge: 20 cm. Kompatibel mit Waagen der Serien: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY und WPY.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Multifunktionswaage WPY
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
 Tunneldetektoren
 Plattformwaage C315
 Präzisionswaage 5Y.PM
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
 Analysenwaage AS X7
 Präzisionswaage PS X2
 Analysenwaagen AS X2 PLUS
 Babywaage C315.D
 Mikrowaage XA 5Y.M.A
 Präzisionswaage WLC
 Präzisionswaagen PS R2
 Präzisionswaage WLC X7
 Wägeterminal PUE CY10

Waagen PS 5Y für FPVO
 Präzisionswaage PS R2.H
 Präzisionswaage WTC
 Präzisionswaage CY10
 Personenwaage C315.OW
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
 Präzisionswaage WLY
 Präzisionswaage WLC C/2
 Mikrowaage MYA 5Y
 Präzisionswaage PS R1
 Analysenwaage XA 5Y
 Analysenwaage AS R2 PLUS
 Wägeterminal PUE C32
 Präzisionswaage PS 5Y
 Mikrowaage XA 5Y.M
 Wägeterminal PUE C315

Plattformwaage C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Personenwaage C315.O
Präzisionswaage PS X7
Analysenwaage XA 5Y.A
Palettenwaagen C315.4P
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
Analysenwaage AS 5Y

Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Bettenwaage C315.4B
Stuhlwaage C315.K
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Auffahrbettenwaage C315.8B
Thermische Drucker