



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,F64

Cable para powerbank ZR-03/1 y ZR-04/1

WX-013-0244



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Mide 20 cm de largo. Compatible con balanzas de la serie: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY y WPY.

Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
Báscula multifuncional WPY
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Detectores de túnel
Báscula de plataforma C315
Balanza de precisión 5Y.PM
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
Balanza analítica AS X7
Balanza para bebés C315.D
Microbalanza XA 5Y.M.A
Balanza de precisión WLC
Balanza de precisión PS R2
Balanza de precisión WLC X7
Terminal de pesaje PUE CY10

Balanzas PS 5Y para CCE
Balanza de precisión PS R2.H
Balanza de precisión WTC
Balanza de precisión CY10
Báscula Pesapersonas C315.OW
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Balanza de precisión WLY
Balanza de precisión WLC C/2
Microbalanza MYA 5Y
Balanza de precisión PS R1
Balanza analítica XA 5Y
Balanza analítica AS R2 PLUS
Terminal de pesaje PUE C32
Microbalanza XA 5Y.M

Báscula de plataforma C315.4
Balanza de precisión C32.PM
Báscula Pesapersonas C315.O
Balanza de precisión PS X7
Balanza analítica XA 5Y.A
Básculas para paletas C315.4P
Ultra-Microbalanza UYA 5Y
Balanza analítica AS 5Y
Balanza de precisión PS 5Y

Terminal de pesaje PUE C315
Balanza analítica AS R1 PLUS
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F
Balanza de cama C315.4B
Bascula de silla C315.K
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S
Balanza de cama con rampa C315.8B
Impresoras de recibos