



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,F64

Câble pour le powerbank ZR-03/1 et ZR-04/1

WX-013-0244



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Il mesure 20 cm de long. Il est compatible avec les balances de série: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY et WPY.

Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
Balance multifonctionnelle WPY
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
DéTECTEURS de cavités à tunnel
Balance étanche de rampe C315
Balance de précision 5Y.PM
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
Balance analytique AS X7
Balance de précision PS X2
Balances analytiques AS X2 PLUS
Balance pèse-bébé C315.D
Microbalance XA 5Y.M.A
Balance de précision WLC

Balances PS 5Y pour CPP
Balance de précision PS R2.H
Balance de précision WTC
Balance de précision CY10
Balance pèse-personne C315.OW
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
Balance de précision WLY
Balance de précision WLC C/2
Microbalance MYA 5Y
Balance de précision PS R1
Balance analytique XA 5Y
Balance analytique AS R2 PLUS
Terminal de pesage PUE C32

Balance de précision PS R2
Balance de précision WLC X7
Terminal de pesage PUE CY10
Balance étanche de rampe C315.4
Balance de précision C32.PM
Balance pèse-personne C315.0
Balance de précision PS X7
Balance analytique XA 5Y.A
Pèse-Palette C315.4P
Ultra-Microbalance UYA 5Y
Balance analytique AS 5Y

Balance de précision PS 5Y
Microbalance XA 5Y.M
Terminal de pesage PUE C315
Balance analytique AS R1 PLUS
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
Balance lits C315.4B
Chaise Balance C315.K
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S
Balance lits à rampes C315.8B
Imprimante de tickets de caisse