



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,F64

Cable to the ZR-03/1 and ZR-04/1 Powerbank



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

It is 20 cm long. It is compatible with: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY and WPY series balances and scales.

Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
Bilancia multifunzione WPY
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Detector a tunnel
Bilancia a piattaforma C315
Bilancia di precisione 5Y.PM
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
AS X7 Bilancia analitica
Bilance di precisione PS X2
Bilance analitiche AS X2 PLUS
C315.D Bilance pesa neonati
Microbilancia XA 5Y.M.A
Bilancia di precisione WLC
Bilancia di precisione PS R2

Bilance PS 5Y per controllo CPC
Bilancia di precisione PS R2.H
Bilancia di precisione WTC
Bilancia di precisione CY10
Bilance pesa persone C315.OW
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Bilancia di precisione WLY
Bilancia di precisione WLC C/2
Microbilancia MYA 5Y
Bilancia di precisione PS R1
Bilancia analitica XA 5Y
Bilancia analitica AS R2 PLUS
Terminale di pesata PUE C32
Bilancia di precisione PS 5Y

Bilancia di precisione WLC X7
Terminale di pesata PUE CY10
Bilancia a piattaforma C315.4
Bilancia di precisione C32.PM
Bilance pesa persone C315.0
Bilancia di precisione PS X7
Bilancia analitica XA 5Y.A
Bilance pesa pallet C315.4P
UYA 5Y Ultra-Microbilancia
Bilancia analitica AS 5Y

Microbilancia XA 5Y.M
Terminale di pesata PUE C315
Bilancia analitica AS R1 PLUS
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri
Bilance pesa letti C315.4B Bed scales
Bilance a sedia C315.K Chair scales
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S
Bilance pesa letti con rampa di caico C315.8B
Stampanti di ricevuta