



Przewód do powerbanka ZR-03/1 i ZR-04/1

WX-013-0244

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,F64



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Ma długość 20 cm. Pasuje do wag serii: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY iWPY.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Waga wielofunkcyjna WPY
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
 Detektory tunelowe
 Waga platformowa C315
 Waga precyzyjna 5Y.PM
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
 Waga analityczna AS X7
 Waga precyzyjna PS X2
 Wagi analityczne AS X2 PLUS
 Waga niemowlęca C315.D
 Mikrowaga XA 5Y.M.A
 Waga precyzyjna WLC
 Waga precyzyjna PS R2
 Waga precyzyjna WLC X7
 Terminal wagowy PUE CY10

Waga analityczna AS 5Y
 Wagi PS 5Y do KTP
 Waga precyzyjna PS R2.H
 Waga precyzyjna WTC
 Waga precyzyjna CY10
 Waga osobowa C315.OW
 Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
 Waga precyzyjna WLY
 Waga precyzyjna WLC C/2
 Mikrowaga MYA 5Y
 Waga precyzyjna PS R1
 Waga analityczna XA 5Y
 Waga analityczna AS R2 PLUS
 Terminal wagowy PUE C32
 Waga precyzyjna PS 5Y
 Mikrowaga XA 5Y.M

Waga platformowa C315.4
Waga precyzyjna C32.PM
Waga osobowa C315.O
Waga precyzyjna PS X7
Waga analityczna XA 5Y.A
Wagi paletowe C315.4P
Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Terminal wagowy PUE C315
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga łózkowa C315.4B
Waga krzeselkowa C315.K
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Waga łózkowa najazdowa C315.8B
Drukarki paragonowe